



# ポータブル糖度計

ビーエクス-ワン

# BX-1

# 1台でみんな測れる!

Brix 0.0 - 85.0%

価格 23,000円 (税別)

糖液・はちみつ

製菓  
和菓子・洋菓子

果実

野菜

飲料

醤油・つゆ



東京支店 〒102-8581 東京都千代田区千代田1-1-1 (03)852-3800 FAX(03)852-3801  
 仙台支店 〒981-8555 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 (022)207-3800 FAX(022)207-3802  
 大阪支店 〒544-0001 大阪府大阪市東淀川区西淀川1-1-1 (06)6942-7474 FAX(06)6942-9898  
 名古屋支店 〒460-0006 愛知県名古屋市中区栄1-1-1 (052)209-6875 FAX(052)209-5863  
 九州支店 〒812-8502 福岡県福岡市東区東区1-1-1 (093)861-2950 FAX(093)861-2951  
 北九州支店 〒804-0003 福岡県北九州市戸畑区中原新町1-2 (093)861-2925 FAX(093)861-2926  
 本社工場 〒601-8317 京都市南区吉祥院新田二の段756-1 (075)691-4121 FAX(075)691-4122  
 第一工場 〒601-8311 京都市南区吉祥院新田二の段756-2 (075)691-4122 FAX(075)691-9961  
 第二工場 〒601-8311 京都市南区吉祥院新田二の段774 (075)691-4121 FAX(075)691-4127  
 東日本カスタマーサポート(東京) (03)5227-3153 FAX(03)3268-5592  
 東日本カスタマーサポート(仙台) (022)207-3801 FAX(022)207-3802  
 西日本カスタマーサポート(名古屋) (052)209-6875 FAX(052)209-5863  
 西日本カスタマーサポート(京都) (075)691-4125 FAX(075)691-9536  
 西日本カスタマーサポート(大阪) (06)6942-7474 FAX(06)6942-9898  
 西日本カスタマーサポート(福岡) (093)861-2950 FAX(093)861-2951  
 九州カスタマーサポート(九州) (093)861-2950 FAX(093)861-2950  
 九州カスタマーサポート(福岡) (092)473-4002 FAX(092)473-4003

KYOTO ELECTRONICS MANUFACTURING CO., LTD.  
 京都電子工業株式会社  
<http://www.kyoto-kem.com>

●製品の定格及びデザインは変更されることがあります。

ポータブル糖度計 <BX-1> は、いつでもどこでも簡単に測定ができるハンディタイプの糖度計です。  
測定部に試料をのせてボタンを押すと、2秒で糖度が表示されます。  
測定範囲が広いので、BX-1が1台あれば充分です。異なった測定範囲の糖度計を2台持つ必要はありません。

## 特長

### ◆ 食品現場も1台でOK!

測定範囲が広いのでほとんどの食品に1台で対応可能です。

### ◆ 片手でラクラク操作!

左右どちらの手でも操作できるので、左利きの方もラクラクです。

### ◆ 屋外測定にも強い!

一般に明るい屋外が苦手な糖度計。  
BX-1は、直射日光が当たらなければ大丈夫。

### ◆ 電池長持ち!

30,000回以上測定可能な省エネ設計です。  
1日100回の測定で、約1年間使用できます。



## 用途 ほんの一例!

果物・野菜	みかん・りんご・いちご・ぶどう・桃・さくらんぼ・柿・グレープフルーツ・パイナップル・バナナ・メロン・レモン・トマト・大根 など
飲料・酒類	ジュース・紅茶・ソーダ水・ココア・清涼飲料水・スポーツドリンク・コーヒー牛乳・カフェオレ・乳製品・乳酸菌飲料・炭酸飲料・ビール・ウイスキー・ワイン など
食品類	チョコレート・ゼリー・プリン・カレー・シチュー・味噌汁・スープ・めんつゆ・あんかけ など
調味料類・糖類	食酢・みりん・ソース・異性化糖・ブドウ糖・シロップ・合成甘味料 など

## BX-1 仕様

測定範囲	0.0~85.0 Brix%
測定精度	±0.2 Brix%
最小の表示	0.1 Brix%
温度補償機能	有り (10~75℃)
表示	Brix%
使用環境温度	10 ~ 40℃
電源	単4 × 2 (アルカリ乾電池)
電池寿命*	約30,000回 (測定回数)
防塵・防水の等級	IEC529 IP65
本体材質	ABS樹脂
質量	約100g (本体のみ)
外形寸法	45 (W) × 32 (D) × 153 (H) mm

\*電池寿命は、新品のアルカリ乾電池を使用し、連続測定を行った時の実績です。

## KEM 京都電子工業株式会社

東京支店	〒162-0842	東京都新宿区市谷砂土原町2-7-1	(03) 5227-3151	FAX (03) 3268-5591
仙台営業所	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡4-12-12	(022) 207-3800	FAX (022) 207-3802
大阪支店	〒540-0008	大阪市中央区大手前1-7-31	(06) 6942-7373	FAX (06) 6942-9898
名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄2-2-17	(052) 209-5862	FAX (052) 209-5863
九州支店	〒812-0012	福岡市博多区博多駅中央街4-8	(092) 473-4001	FAX (092) 473-4003
北九州営業所	〒804-0003	北九州市戸畑区中原新町1-2	(093) 861-2525	FAX (093) 861-2250
本社・工場	〒601-8317	京都市南区吉祥院新田二の段町68	(075) 691-4121	FAX (075) 691-4127
第二工場	〒601-8317	京都市南区吉祥院新田二の段町56-2	(075) 691-4122	FAX (075) 691-9961
第三工場	〒601-8317	京都市南区吉祥院新田二の段町74	(075) 691-4121	FAX (075) 691-4127

■修理・点検のお問い合わせは…

東日本カスタマーサポート (東京)	(03) 5227-3153	FAX (03) 3268-5592
東日本カスタマーサポート (仙台)	(022) 207-3801	FAX (022) 207-3802
西日本カスタマーサポート (名古屋)	(052) 209-6875	FAX (052) 209-5863
西日本カスタマーサポート (京都)	(075) 691-4125	FAX (075) 691-9536
西日本カスタマーサポート (大阪)	(06) 6942-7474	FAX (06) 6942-9898
西日本カスタマーサポート (周南)	(0834) 34-5373	FAX (0834) 34-5374
九州カスタマーサポート (北九州)	(093) 861-2990	FAX (093) 861-2250
九州カスタマーサポート (福岡)	(092) 473-4002	FAX (092) 473-4003



安全にお使いいただくために

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
表示された正しい電源・電圧でお使いください。